

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA</p>	GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DE EQUIPOS. DC-LI-FR-019		
	Versión: 000	Fecha: 27-04-2017	Versión: 000
ANTES DE USAR.			
<p>➤ BAÑO MARIA</p> <p>Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones de esta guía de uso rápido.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificar que el equipo y las conexiones eléctricas se encuentre en buen estado. • Utilice los elementos de protección personal requeridos. 			
PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.			
<ul style="list-style-type: none"> • Inicie llenando de agua el tanque del baño maría hasta el indicador interno y procure que sea agua desionizada. • De la perilla izquierda programe la temperatura que desea • Prenda el equipo del swich blanco de la parte delantera y observe que se prenda el bombillo. • Baje la tapa del baño maría y deje que el caliente un poco. • Después abra la tapa e introduzca las muestras y déjelas el tiempo que considere necesario. • Verifique la temperatura del agua con el termómetro. • Tenga cuidado con tocar el equipo pues la superficie podría estar caliente • Al finalizar, saque las muestras con mucha precaución pues la temperatura del equipo y del agua podrían lesionarlo. • Apague el equipo • Deje enfriar el equipo y el agua y retire el agua por completo. • Recuerde no conectar a la misma red eléctrica equipos como centrifugas o neveras. • Verifique que el equipo siempre este conectado a la UPS y no directamente a la red eléctrica. 			
DESPUES DE USAR.			
<ul style="list-style-type: none"> • Al terminar apague y desconecte de la energía eléctrica. • Dejar limpio y en buen estado el equipo y área de trabajo. • Si el equipo utiliza pilas o baterías y estas se encuentran descargadas, realizar la disposición de acuerdo al procedimiento RECOLECCION, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES GA - PR – 004. 			
<p>Ante cualquier dificultad, diríjase donde el personal del laboratorio.</p>			